

# Nucu<sup>Syke</sup> ohjekirja

# Sisällysluettelo

1)	Pakkauksen sisältö.....	3
2)	Käyttö.....	4
3)	Puhdistusohjeet .....	5
4)	Kasaaminen puhdistuksen jälkeen.....	7
5)	Tekniset tiedot ja käyttösuositukset .....	7
6)	Asiakastuki.....	7

---

## 1) PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

---

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Nucu-pesä



Nucu-alusta(pesän pohjaosan sisällä)



Virtalähde



USB - Micro USB -kaapeli

### Huomautuksia:

1. Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä Nucu asiakaspalveluun
  - [info@nucu.fi](mailto:info@nucu.fi)
2. Sairaalakäytössä virtalähteen tulee olla Medical-hyväksytty. Tarkista, että virtalähteestä löytyy "Approved Medical Device" teksti

## 2) KÄYTTÖ

---


Aseta käynnistetty Nucu-pesä tasaiselle alustalle ja laske vauva siihen. Tarkkaile vauvan vointia alustalla. Älä jätä vauvaa ilman valvontaa alustalle.

Toiminto	Toimintaohjeet
Käynnistä Nucu-pesä	Kytke virtalähde Nucun Micro USB -liittimeen ja kytke verkkovirtaan.
Sammuta Nucu-pesä	Irroita virtalähde verkkovirrasta

### 3) PUHDISTUSOHJEET

---

Nucu-pesän kangasosat ovat konepestäviä. Puinen alusta voidaan puhdistaa desinfiointiaineella. Pese Nucupesä tarpeen mukaan.

Kankaan päämateriaali: 100% puuvilla, hoito-ohjeet: 

Puhdistamisen vaiheet:

#### 1) Aukaise

a) reunapehmusteen vetoketju

b) pohjaosion vetoketju



#### 2) Vedä ulos

a) alusta sekä sen päällä oleva patja

b) reunapehmuste



3) Pyyhi alusta desinfiointiaineella



4) Pese kangasosat pyykinpesukoneessa



5) Anna kangasosien kuivua hyvin

## 4) KASAAMINEN PUHDISTUKSEN JÄLKEEN

---

Puhdistuksen jälkeen kaikkien osien ollessa kuivia, voit koota pesän käyttökuntoon.

Kokoamisen vaiheet:

- 1) Pujota patja pohjaosion sisään
- 2) Liu'uta nucu-alusta patjan alle
- 3) Asettele reunapehmuste paikoilleen
- 4) Sulje pohjaosion ja reunapehmusteen vetoketjut huolellisesti

## 5) TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖSUOSITUKSET

---

- Suositeltu käyttölämpötila -10 °C – 40 °C
- Nucu on pöly- ja roisketiivis, IP54
- Nucu on suunniteltu ja valmistettu Suomessa



## 6) ASIAKASTUKI

---

- [info@nucu.fi](mailto:info@nucu.fi)
- [www.nucu.fi/tuki](http://www.nucu.fi/tuki)