

Nucu^{Syke} bruksanvisning

Innehåll

1)	Förpackningens innehåll	3
2)	Användning.....	4
3)	Anvisningar för rengöring	5
4)	Montering efter rengöring.....	7
5)	Tekniska data och rekommendationer för bruk.....	7
6)	Kundservice	7

1) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Kontrollera att förpackning innehåller följande delar:



Nucu baby nest



Nucu plattform (inom bottendelen av baby nest)



Strömförsörjning



USB - Micro USB -kabel

Anmärkningar:

1. Om någon del av produkten är skadad, använd den inte. Kontakta Nucu kundservice:
 - info@nucu.fi
2. Vid sjukhusanvändning måste strömförsörjningen alltid vara Medical godkänd. Kontrollera att texten "Approved Medical Device" finns på strömförsörjningen.


2) ANVÄNDNING

Placera aktiverad Nucu babynest på en plan yta och lägg barnet i den. Övervaka barnets välbefinnande på plattformen. Lämna inte barnet utan bevakning på plattformen.

Funktion	Åtgärd
Starta Nucu babynest	Anslut strömförsörjning till Micro USB -porten i Nucu babynest och anslut strömförsörjning till elnätet.
Stäng av Nucu babynest	Koppla ur strömförsörjning från elnätet

3) ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING

De delar i Nucu babynest som är tillverkade av tyg är maskin tvättbara. Träplattformen kan rengöras med desinfektionsmedel. Tvätt Nucu babynest vid behov.

Tygets huvudsakliga material: 100% bomull, skötselråd: 

Olika steg av rengöring:

1) Öppna

a) blixtlåset i vadderade kanten

b) blixtlåset i bottendelen



2) Dra ut

a) plattformen och madrassen ovanpå

b) vaddering i kanten



3) Rengör plattformen med en desinfektionsmedel



4) Tvätta tygdelar i tvättmaskin



5) Låt alla tygdelar torka väl

4) MONTERING EFTER RENGÖRING

När alla delar har torkad efter rengöringen, kan du ommontera babynestet i normalt brukskick.

Olika steg av montering:

- 1) Justera madrassen i fickan på bottendelen av Nucu babynest.
- 2) Skjut in plattformen under madrassen.
- 3) Sätt in vaddering i sin plats.
- 4) Tillslut noggrant blixtlåsen i bottendelen och vadderade kanten.

5) TEKNISKA DATA OCH REKOMMENDATIONER FÖR BRUK

- Rekommenderat driftstemperatur -10°C – 40°C
- Nucu är damm- och stänktät, IP54
- Temperaturen för batteriladdningsfunktionen är begränsad till 0°C – 40°C
- Nucu är designad och tillverkad i Finland



6) KUNDSERVICE

- info@nucu.fi
- www.nucu.fi/tuki (kundstöd)