



## BRUKSANVISNING

# Innehåll

1)	Förpackningens innehåll .....	3
2)	Användning.....	4
3)	Anvisningar för rengöring .....	5
4)	Montering efter rengöring.....	7
5)	Tekniska data och rekommendationer för bruk.....	7
6)	Kundservice .....	7

---

## 1) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

---

Kontrollera att förpackning innehåller följande delar:



Nucu babynest (tilläggstjänster)



Nucu plattform



Strömförsörjning



USB - Micro USB -kabel

### Anmärkningar:

1. Om någon del av produkten är skadad, använd den inte. Kontakta Nucu kundservice:
  - [info@nucu.fi](mailto:info@nucu.fi)
2. Vid sjukhusanvändning måste strömförsörjningen alltid vara Medical godkänd. Kontrollera att texten "Approved Medical Device" finns på strömförsörjningen.

## 2) ANVÄNDNING

---


Placera aktiverad Nucu babynest på en plan yta och lägg barnet i den. Övervaka barnets välbefinnande på plattformen. Lämna inte barnet utan bevakning på plattformen.

Funktion	Åtgärd
Starta Nucu	Anslut strömförsörjning till Micro USB -porten i Nucu och anslut strömförsörjning till elnätet.
Stäng av Nucu	Koppla ur strömförsörjning från elnätet

### 3) ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING

---

De delar som är tillverkade av tyg är maskin tvättbara. Träplattformen kan rengöras med desinfektionsmedel. Tvätt Nucu babynest vid behov.

Tygets huvudsakliga material: 100% bomull, skötselråd: 

Olika steg av rengöring:

#### 1) Öppna

a) blixtlåset i vadderade kanten

b) blixtlåset i bottendelen



#### 2) Dra ut

a) plattformen och madrassen ovanpå

b) vaddering i kanten



3) Rengör plattformen med en desinfektionsmedel



4) Tvätta tygdelar i tvättmaskin



5) Låt alla tygdelar torka väl

## 4) MONTERING EFTER RENGÖRING

---

När alla delar har torkad efter rengöringen, kan du ommontera babynestet i normalt brukskick.

Olika steg av montering:

- 1) Justera madrassen i fickan på bottendelen av Nucú babynest.
- 2) Skjut in plattformen under madrassen.
- 3) Sätt in vaddering i sin plats.
- 4) Tillslut noggrant blixtlåsen i bottendelen och vadderade kanten.

## 5) TEKNISKA DATA OCH REKOMMENDATIONER FÖR BRUK

---

- Rekommenderat driftstemperatur -10°C – 40°C
- Nucú är damm- och stänktät, IP54
- Temperaturen för batteriladdningsfunktionen är begränsad till 0°C – 40°C
- Nucú är designad och tillverkad i Finland



## 6) KUNDSERVICE

---

- [info@nucu.fi](mailto:info@nucu.fi)
- [www.nucu.fi/tuki](http://www.nucu.fi/tuki) (kundstöd)