



KÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo

1)	Pakkauksen sisältö.....	3
2)	Käyttö.....	4
3)	Puhdistusohjeet	5
4)	Kasaaminen puhdistuksen jälkeen.....	7
5)	Tekniset tiedot ja käyttösuositukset	7
6)	Asiakastuki	7

1) PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Nucu-pesä (lisävaruste)



Nucu-alusta



Virtalähde



USB - Micro USB -kaapeli

Huomautuksia:

1. Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä Nucu asiakaspalveluun
 - info@nucu.fi
2. Sairaalakäytössä virtalähteen tulee olla Medical-hyväksytty. Tarkista, että virtalähteestä löytyy "Approved Medical Device" teksti


2) KÄYTTÖ

Aseta käynnistetty Nucupesä tasaiselle alustalle ja laske vauva siihen. Tarkkaile vauvan vointia alustalla. Älä jätä vauvaa ilman valvontaa alustalle.

Toiminto	Toimintaohjeet
Käynnistä Nucu	Kytke virtalähde Nucun Micro USB -liittimeen ja kytke verkkovirtaan.
Sammuta Nucu	Irroita virtalähde verkkovirrasta

3) PUHDISTUSOHJEET

Nucu-pesän kangasosat ovat konepestäviä. Puinen alusta voidaan puhdistaa desinfiointiaineella. Pese Nucupesä tarpeen mukaan.

Kankaan päämateriaali: 100% puuvilla, hoito-ohjeet: 

Puhdistamisen vaiheet:

1) Aukaise

a) reunapehmusteen vetoketju

b) pohjaosion vetoketju



2) Vedä ulos

a) alusta sekä sen päällä oleva patja

b) reunapehmuste



3) Pyyhi alusta desinfiointiaineella



4) Pese kangasosat pyykinpesukoneessa



5) Anna kangasosien kuivua hyvin

4) KASAAMINEN PUHDISTUKSEN JÄLKEEN

Puhdistuksen jälkeen kaikkien osien ollessa kuivia, voit koota pesän käyttökuntoon.

Kokoamisen vaiheet:

- 1) Pujota patja pohjaosion sisään
- 2) Liu'uta nucu-alusta patjan alle
- 3) Asettele reunapehmuste paikoilleen
- 4) Sulje pohjaosion ja reunapehmusteen vetoketjut huolellisesti

5) TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖSUOSITUKSET

- Suositeltu käyttölämpötila -10 °C – 40 °C
- Nucu on pöly- ja roisketiivis, IP54
- Nucu on suunniteltu ja valmistettu Suomessa



6) ASIAKASTUKI

- info@nucu.fi
- www.nucu.fi/tuki